

Coussin ALOVA Galbé

Coussin moulé en matière viscoélastique

- **Efficacité:** la matière viscoélastique Alova favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le support pour réduire les valeurs de pression maximales.
- **Sécurité:** protection intégrale avec surface inférieure adhérente.
- **Ergonomie :** poignée de portage sur l'avant de la housse.
- **Confort:** thermorégulation grâce aux propriétés du textile Promust PU.



- Décharge coccygienne diminuant le risque d'escarres.
- Galbes ischiatiques positionnés sur la face supéro postérieure et rotateur externe à l'avant.
- Multitaille, la portance est adaptée au poids de la personne.
- Déclive du coussin pour éviter les : glissé-en avant.
- Protection compatible avec les produits détergents – désinfectants d'usage hospitalier.
- Poignée de portage et de retrait du coussin.
- Dessous de housse antidérapante. Housse avec protection intégrale Promust PU (jersey enduit de polyuréthane), lavable jusqu'à 90°.
- Normes feu : EN597-1 et 2
- Garantie : 3 ans - le coussin / 1 an - la housse.

ALOVA Galbé


No d'art.	L cm	P cm	H* min/max cm	Poids max. kg
VCAG3841-E	38	41	6/9	90
VCAG4041-E	40	41	6/9	90
VCAG4043-E	40	43	6/9	90
VCAG4340-E	43	40	6/9	90
VCAG4343-E	43	43	6/9	100
VCAG4347-E	43	47	6/9	120
VCAG4540-E	45	40	6/9	120
VCAG4544-E	45	44	6/9	120
VCAG5044-E	50	44	6/9	135
VCAG5250	52	50	7/10	160
VCAG5450	54	50	7/10	160
VCAG5650	56	50	7/10	200
VCAG6050	60	50	7/10	200

Mesures spéciales coût CHF 25.00
Tolérance des tailles +/- 0.5 cm

*hauteur mini = hauteur du coussin mesurée en fond de galbe /
hauteur maxi = hauteur totale du coussin.

Housse avec butée pelvienne disponible sur commande.

Répartition des pressions chez un patient de 172cm et 75 kg



Coussin en gel de polyuréthane

Coussin galbé ALOVA



Meliseptol® Foam pure

Mousse nettoyant douce
pour la désinfection
rapide

Seulement une minute
de temps d'action

No d'art. 19171 / 750 ml